

INSTRUCTIONS

Pour réaliser une bonne rectification du casque nous avons besoin d'un scan de qualité.

Pour cela il doit :

- Contenir toute la tête ainsi que les épaules du bébé
- Il ne doit pas y avoir de zone de dédoublement
- Un seul nez doit être visible (pas de dédoublement) sinon le bébé a bougé durant le scan

Puis nous envoyer le fichier STL ou OBJ

La fiche de travail doit être correctement complétée :

- Bien noter le type de déformation
- Indiquer l'adresse de livraison exacte
- Indiquer le motif de décoration du casque (voir page « Finitions »)

A titre d'information, les plastazotes ainsi que les velcros sont toujours de couleur blanche.